

# Cotation

Durée: 3h30 / 09h00 – 12h30

Prix: Nous consulter

V1.1 31/12/2025

## Contact

Tel: +33 180 51 65 25

E-Mail: CommercialFR-EU@clinisys.com

## Objectifs

---

La formation « Clinisys™ GLIMS : Cotation » permet de connaître et d'appréhender les différents éléments de paramétrage du module de cotation : Codes de cotation, code prix, laboratoires, tarifs, liste de prix, règle de cotation, formules de prix. Savoir comment ces différents éléments entrent en relations pour pouvoir attribuer une cotation à chaque dossier.

## Public cible

---

La formation « Clinisys™ GLIMS : Cotation » est destinée aux référents et utilisateurs responsables du paramétrage.

## Pré-requis

---

Une bonne compréhension des principes fondamentaux de l'application Clinisys™ GLIMS et de sa configuration est requise.

## Méthodologie et modalités d'évaluation

---

La formation a pour objectif d'améliorer les performances et atteindre des objectifs d'apprentissage mesurables. Le contenu de la formation ainsi que les objectifs d'apprentissage sont partagés avec l'apprenant à l'avance pour répondre aux besoins du client. Un contrôle des connaissances est réalisé à l'issue de la formation et des enquêtes sont envoyées pour recueillir les suggestions.

## Outils de formation et méthodes

---

Notre formation est dispensée par un formateur et comprend à la fois des présentations et des exercices pratiques dans un environnement de travail dédié. Les présentations ont pour objectif d'introduire les concepts clés et de fournir une présentation descriptive du contenu, tandis que les exercices permettent aux participants de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de la formation.

## Lieu

---

La formation est accessible sur site (client) ou à distance.

## Modalités et délais d'accès

---

Inscription via une convention de formation au moins 30 jours avant la session.

## Accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap, faites-le nous savoir en écrivant à [clinisysuniversity@clinisys.com](mailto:clinisysuniversity@clinisys.com), nous adapterons la formation selon vos besoins.

## Déroulé

À l'issue de ce cours, le stagiaire :

- Identifier et configurer les différents éléments qui constituent le module de cotation.
- Connaître le rôle de chacun des éléments de ce module de cotation.
- Gérer les attributions des codes cotations sur les différents types de codes de demandes.
- Savoir comment appliquer les règles de cotation en fonction des codes impliqués dans les dossiers.

## Suivi

Certificat de présence, enquête

## Dates

Nous consulter